

## Сравнение возможностей степперов E3 и E3x

Функция	Степпер E3	Степпер E3x
Набор и сброс жидкости	✓	✓
Набор и сброс жидкости равными объемами в несколько этапов	✓	✓
Набор и сброс жидкости различными объемами в несколько этапов		✓
Набор жидкости в несколько этапов		✓
Набор неизвестного объема жидкости. Диспенсирование		✓
Диспенсирование жидкости без заданного объема при нажатии кнопки спуска (дозирование неопределенного объема)		✓