

Эндонуклеазы рестрикции Turbo для быстрого гидролиза ДНК

Фермент	Сайт узнавания	Фасовка, е.а.	Артикул	Время реакции (плазмида, мин)		
				5	10	15
Асс65I изошизомер KpnI	G↓GTACC	1000	E003T			
	CCATG↑G	5000	E004T		+	+
AhlI изошизомер SpeI	A↓CTAGT	1000	E173T			
	TGATC↑A	5000	E174T		+	+
AluI	AG↓CT	200	E015T			
	TC↑GA	1000	E016T		+	+
ApaI	GGGCC↓C	5000	E019T			
	C↑CCGGG	25000	E020T		+	+
AsiGI изошизомер AgeI	A↓CCGGT	100	E235T			
	TGGCC↑A	500	E236T		+	+
BamHI	G↓GATCC	4000	E021T			
	CCTAG↑G	20000	E022T	+	+	+
BglII	A↓GATCT	1000	E027T			
	TCTAG↑A	5000	E028T		+	+
Bsa29I изошизомер ClaI	AT↓CGAT	1000	E205T			
	TAGC↑TA	5000	E206T	+	+	+
Bsp19I изошизомер NcoI	C↓CATGG	1000	E047T			
	GGTAC↑C	5000	E048T	+	+	+
CciNI изошизомер NotI	GC↓GGCCGC	200	E203T			
	CGCCGG↑CG	1000	E204T			+
EcoRI	G↓AATTC	5000	E057T			
	CTTAA↑G	25000	E058T	+	+	+
EcoRV	GAT↓ATC	2000	E059T			
	CTA↑TAG	10000	E060T	+	+	+
FauNDI изошизомер NdeI	CA↓TATG	1000	E009T			
	GTAT↑AC	5000	E010T	+	+	+
HindIII	A↓AGCTT	5000	E073T			
	TTCGA↑A	25000	E074T	+	+	+
Hinfl	G↓ANTC	2000	E075T			
	CTNA↑G	10000	E076T	+	+	+
HpaI	GTT↓AAC	500	E077T			
	CAA↑TTG	2500	E078T		+	+
MluI	A↓CGCGT	1000	E085T			
	TGCGC↑A	5000	E086T		+	+
PceI изошизомер StuI	AGG↓CCT	1000	E105T			
	TCC↑GGA	5000	E106T		+	+
Psp124BI изошизомер SacI	GAGCT↓C	1000	E107T			
	C↑TCGAG	5000	E108T	+	+	+
PstI	CTGCA↓G	4000	E109T			
	G↑ACGTC	20000	E110T	+	+	+
Sall	G↓TCGAC	2000	E115T			
	CAGCT↑G	10000	E116T		+	+
Sfr274I изошизомер XhoI	C↓TCGAG	2000	E125T			
	GAGCT↑C	10000	E126T		+	+
SmaI	CCC↓GGG	2000	E177T			
	GGG↑CCC	10000	E178T		+	+
SphI	GCATG↓C	500	E129T			
	C↑GTACG	2500	E130T		+	+
XbaI	T↓CTAGA	2000	E141T			
	AGATC↑T	10000	E142T	+	+	+

121374, г. Москва,
Кутузовский пр., д. 88
Тел.: +7 (499) 705-50-50
mail@helicon.ru



8 800 770 71 21
www.helicon.ru

ФИЛИАЛЫ:

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СИБИРСКОМ РЕГИОНЕ:
430090 г. Новосибирск,
ул. Инженерная, д. 28
Тел.: +7 (383) 207-84-85
novosibirsk@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ:
195220 г. Санкт-Петербург,
ул. Гжатская, д. 22, корп. 1
Тел.: +7 (812) 244-85-52
spb@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ПРИВОЛЖСКОМ РЕГИОНЕ:
420021 г. Казань,
ул. Татарстан, д. 14/59, оф. 201
Тел.: +7 (843) 202-33-37
volga@helicon.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЮЖНОМ РЕГИОНЕ:
344116 г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а
Тел.: +7 (863) 294-07-66
rostov@helicon.ru

