

## Таблица совместимости дозаторов Eppendorf со шприцами-наконечниками Combitips Advanced и ViscoTip



Серия дозаторов	Диапазон рабочих объемов
Multipette E3/ Multipette E3x	1 мкл - 50 мл
Multipette M4	1 мкл - 10 мл
Multipette 4780	2 мкл - 5 мл
Multipette plus	1 мкл - 10 мл
Multipette pro	1 мкл - 50 мл
Multipette stream	1 мкл - 50 мл
Multipette Xstream	1 мкл - 50 мл
EDOS 5222	1 мкл - 50 мл



ООО «КОМПАНИЯ ХЕЛИКОН»

**Центральный офис:**

119234 Москва, Ленинские горы, МГУ,  
дом 1, строение 40,  
НИИ Физико-химической биологии  
им. А.Н. Белозерского,  
Лабораторный корпус «А»  
Тел. 8 800 770-71-21  
E-mail: mail@helicon.ru

**Представительство в Сибирском регионе:**

630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, 28  
Тел. +7 (383) 207-84-85, novosibirsk@helicon.ru

**Представительство в Северо-Западном Регионе:**

195220 г. Санкт-Петербург,  
ул. Гжатская д. 22 корп. 1  
Тел. +7 (812) 244-85-52, spb@helicon.ru

**Представительство в Приволжском регионе:**

420107 г. Казань, ул. Университетская, д. 22, оф. 107  
Тел. +7 (843) 202-33-37, volga@helicon.ru

**Представительство в Южном регионе:**

344116 г. Ростов-на-Дону,  
ул. 2-ая Володарская, д. 76/23а  
Тел. +7 (863) 294-87-66, rostov@helicon.ru

