

helicon

Система для автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот из биологических образцов человека
Auto-Pure 96

РУ РЗН 2021/14263



- Выделяйте до 96 образцов за запуск на Auto-Pure 96
- Проводите деконтаминацию прибора с помощью встроенной УФ-лампы
- Исключите человеческий фактор и повысьте сходимость результатов
- Используйте реагенты, прошедшие регистрацию для работы на приборе
- Запускайте протоколы в два нажатия без использования ПК
- Регистрационное удостоверение Росздравнадзора 2021/14263 от 12 мая 2021 года



Подходит для:

- Медицинских учреждений
- Структур осуществляющих надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
- Клинико-диагностических лабораторий
- Научно-исследовательских лабораторий

ALLSHENG®

• Магнитная сепарация – проверенный и эффективный способ выделения



Технические характеристики

Модель	Auto-Pure 96
Артикул	Allsheng-AS-17060-Dx
Количество образцов, выделяемых за один запуск	До 96
Рабочий объем	50 – 1000 мкл
Количество позиций для планшетов	8
Количество подогреваемых позиций	2
УФ-лампа для деконтаминации	+
Детектор насадок и планшетов	+
Сенсорный экран диагональю семь дюймов	+
Расходные материалы	Размер, мм
Насадка на магнитные стержни	125 x 80 x 45
Глубоколуночный планшет	125 x 80 x 45
Планшет для элюции	125 x 80 x 15

helicon

Компания Хеликон - официальный дистрибьютор Allsheng®



8 (800) 770-71-21
***7550**

Звонок по России бесплатный

121374, Москва,
Кутузовский проспект, 88

www.helicon.ru

АДРЕСА ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ В РФ:

Новосибирск
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 28
Тел. +7 (383) 207-84-85
novosibirsk@helicon.ru

Казань
420021 г. Казань, ул. Татарстан, д. 14/59,
оф. 201
Тел. +7 (843) 202-33-37
volga@helicon.ru

Санкт-Петербург
195220 г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская д. 22 корп. 1
Тел. +7 (812) 244-85-52
spb@helicon.ru

Ростов-на-Дону
344116 г. Ростов-на-Дону, 2-я улица Володарского,
д. 76/23а
Тел. +7 (863) 209-88-89
rostov@helicon.ru

