

Настольные центрифуги

Используемые роторы в центрифугах серии Allegra X-30

Модель ротора	Угол наклона	Артикул	Allegra X-30R		Allegra X-30		Максимальная вместимость ротора
			Максимальная скорость (об/мин)	Максимальное ускорение (x g)	Максимальная скорость (об/мин)	Максимальное ускорение (x g)	
Угловые роторы							
F2402H r _{max} = 82 мм	45°	361171	18 000	29 756	16 000	23 511	24 x 1,5/ 2,0 мл
FX301.5 r _{max} = 100 мм	45°	392274	16 000	28 672	13 200	19 515	30 x 1,5/ 2,0 мл
F0630 r _{max} = 78 мм	30°	361231	18 000	28 305	16 000	22 364	6 x 38,5 мл
F0850 r _{max} = 94 мм	25°	364640	11 400	13 682	9 000	8 528	8 x 50 мл
F0685 r _{max} = 76 мм	25°	364650	10 000	10 864	8 000	6 953	6 x 85 мл
F1010 r _{max} = 76 мм	35°	361221	18 000	27 579	16 000	21 791	10 x 10 мл
C0650 r _{max} = 92 мм	25°	364670	10 000	10 304	9 000	8 346	6 x 50 мл (конические пробирки)
C1015 r _{max} = 93 мм	25°	364680	10 000	10 416	9 000	8 437	10 x 15 мл (конические пробирки)
Бакетные роторы							
SX4400 r _{max} = 172 мм	90°	B01425	4 700	4 255	4 200	3 398	4 x 400 мл
SX4250 r _{max} = 172 мм	90°	392243	4 500	3 901	4 200	3 398	4 x 250 мл
SX241.5 r _{max} = 74 мм	90°	392271	14 000	16 244	12 500	12 950	24 x 1,5/ 2,0 мл
S6096 r _{max} = 110 мм	90°	B01430	4 700	2 721	4 700	2 721	6 микропланшетов, 2 глубоколоночных планшета
S2096 r _{max} = 110 мм	90°	361111	3 000	1 109	3 000	1 109	6 микропланшетов, 2 глубоколоночных планшета
Дополнительные принадлежности							
Крышки BioCertified для бакетов для SX4400 и SX4250 (набор 4 шт.)		392266	-	-	-	-	-

Информация для заказа:

Информацию о комплектации роторов специальными адаптерами для работы с различными пробирками, а также данные о химической совместимости пробирок с различными растворителями можно получить в представительстве компании Beckman Coulter.

Используемые адаптеры для пробирок					
Номер по каталогу	Вместимость адаптера	Описание пробирок	Объем пробирок	Вместимость ротора	Количество в упаковке
Адаптеры для ротора SX4400					
368471	24	7 x 19 мм, Микропробирки/ ПЦР	0,5 мл	96	2
368470	16	11 x 38 мм, Гемолиз/ РИА	1,5/ 2,2 мл	64	2
392263	25	12 x 75 мм, РИА пробирки	5 мл	100	2
368467	16	13 x 75 мм, Vacutainer Гемолиз/ РИА	5 мл	64	2
368469	16	12 x 100 мм, стеклянные	7 мл	64	2
368468	12	16,1 x 81,1 мм, Oak Ridge	10 мл	48	2
368465	12	17 x 110 мм, с круглым дном 17 мм, Monovettes 16 x 100 мм, Vacutainer 16 x 125 мм, Vacutainer*	10/ 15 мл 10 мл 10 мл 15 мл	48	2
392257	5	17 x 120 мм, конические	15 мл	20	2
368464	9	17 x 120 мм, конические*	15 мл	36	2
368463	5	24 x 100 мм, стеклянные	25 мл	20	2
368462	5	26 x 100 мм. с резьбовой крышкой	30 мл	20	2
392258	3	28,5 x 100 мм, конические	50 мл	12	2
368461	4	30 x 120 мм, конические*	50 мл	16	2
368477	4	28,5 x 107 мм, Oak Ridge	50 мл	16	2
392265	3	34 x 100 мм, стеклянные	50 мл	12	2
392261	1	38 x 112 мм, Oak Ridge	85/ 94 мл	4	2
368459	1	44 x 100 мм, стеклянные	80/ 100 мл	4	2
368458	1	50,5 x 99 мм, с плоским дном	125 мл	4	2
368457	1	56,5 x 113 мм, с плоским дном	180 мл	4	2
392256	1	61,8 x 125 мм, с плоским дном	250 мл	4	2
Адаптеры для ротора F0685					
392616	1	18 x 106 мм, с круглым дном	15 мл	6	6
347539	1	29 x 104 мм, с круглым дном	50 мл	6	1
392270	1	17 x 100 мм, конические	15 мл	6	6
392268	1	28,5 x 120 мм, конические	50 мл	6	6
Адаптер для ротора F0850					
870329	1	17 x 120 мм, конические	15 мл	8	1
Адаптер для ротора C0650					
393088	1	17 x 120 мм, конические	15 мл	6	1
Адаптер для ротора F1010					
342602	1	16 x 64 мм	10 мл	10	12
Адаптеры для роторов FX301.5, F2402H и SX241.5					
361247	1	5 x 45 мм 7 x 40 мм	0,25 мл 0,4 мл	30/ 24**	24
364690	1	18 x 28 мм	0,50 мл/ 0,75 мл	30/ 24**	12

* Адаптер не может быть использован вместе с крышками для бакетов BioSafe Bucket Covers

** При использовании ротора FX301.5/ F2402H и SX241.5

Информация для заказа:

Информацию о комплектации роторов специальными адаптерами для работы с различными пробирками, а также данные о химической совместимости пробирок с различными растворителями можно получить в представительстве компании Beckman Coulter.