


## Таблица точности измерения объемов Multipette M4 при работе с наконечниками Combitips Advanced



Объем наконечника	Минимальный рабочий объем	Максимальный рабочий объем	Шаг дозирования	Объемы для которых предоставлены данные по точности	Точность (систематическая ошибка)	Воспроизводимость (случайная ошибка)
0,1 мл	1 мкл	20 мкл	1 мкл	1 мкл	±8.0 %	±13.0 %
				2 мкл	±1.6 %	±3.0 %
				10 мкл	±1.2 %	±2.4 %
				20 мкл	±1.0 %	±2.0 %
0,2 мл	2 мкл	40 мкл	2 мкл	2 мкл	±6.0 %	±8.0 %
				4 мкл	±1.3 %	±2.0 %
				20 мкл	±0.8 %	±1.5 %
				40 мкл	±0.8 %	±1.5 %
0,5 мл	5 мкл	100 мкл	5 мкл	5 мкл	±4.0 %	±8.0 %
				10 мкл	±0.9 %	±1.5 %
				50 мкл	±0.8 %	±0.8 %
				100 мкл	±0.8 %	±0.6 %
1,0 мл	10 мкл	200 мкл	10 мкл	10 мкл	±4.0 %	±8.0 %
				20 мкл	±0.9 %	±0.9 %
				100 мкл	±0.6 %	±0.6 %
				200 мкл	±0.6 %	±0.4 %
2,5 мл	25 мкл	500 мкл	25 мкл	25 мкл	±4.0 %	±8.0 %
				50 мкл	±0.8 %	±0.8 %
				250 мкл	±0.6 %	±0.6 %
				500 мкл	±0.5 %	±0.3 %
5,0 мл	50 мкл	1,0 мл	50 мкл	50 мкл	±3.0 %	±5.0 %
				100 мкл	±0.6 %	±0.6 %
				500 мкл	±0.5 %	±0.5 %
				1,0 мл	±0.5 %	±0.25 %
10,0 мл	100 мкл	2,0 мл	100 мкл	100 мкл	±3.0 %	±4.0 %
				200 мкл	±0.5 %	±0.6 %
				1,0 мл	±0.5 %	±0.4 %
				2,0 мл	±0.5 %	±0.25 %
25,0 мл	250 мкл	5,0 мл	250 мкл	250 мкл	±3.0 %	±3.0 %
				500 мкл	±0.4 %	±0.6 %
				2,5 мл	±0.3 %	±0.5 %
				5,0 мл	±0.3 %	±0.25 %
50,0 мл	500 мкл	10,0 мл	500 мкл	500 мкл	±6.0 %	±10.0 %
				1,0 мл	±0.3 %	±0.5 %
				5,0 мл	±0.3 %	±0.5 %
				10,0 мл	±0.3 %	±0.25 %



**Центральный офис:**  
121374 г. Москва,  
Кутузовский проспект, д. 88  
Тел. 8 (800)770-71-21  
Факс + 7 (495) 930-00-84  
mail@helicon.ru

**Представительство в Сибирском регионе:**  
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 28  
Тел. +7 (383) 207-84-85, novosibirsk@helicon.ru

**Представительство в Северо-Западном Регионе:**  
195220 г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская,  
д. 22 корп. 1  
Тел. +7 (812) 244-85-52, spb@helicon.ru

**Представительство в Приволжском регионе:**  
420021 г. Казань, ул. Татарстан, д. 14/59, оф. 201  
Тел. +7 (843) 202-33-37, volga@helicon.ru

**Представительство в Южном регионе:**  
344116 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Володарская,  
д. 76/23а  
Тел. +7 (863) 209-88-89, rostov@helicon.ru