


Таблица точности измерения объемов Multipette E3 при работе с наконечниками Combitips Advanced



| Объем наконечника | Минимальный рабочий объем | Максимальный рабочий объем | Шаг дозирования | Объемы для которых предоставлены данные по точности | Точность (систематическая ошибка) | Воспроизводимость (случайная ошибка) |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|
| 0,1 мл | 1 мкл | 100 мкл | 0,1 мкл | 1 мкл | ±11,0 % | ±14,0 % |
| | | | | 10 мкл | ±1,6 % | ±2,5 % |
| | | | | 50 мкл | ±1,0 % | ±1,5 % |
| | | | | 100 мкл | ±1,0 % | ±0,5 % |
| 0,2 мл | 2 мкл | 200 мкл | 0,2 мкл | 2 мкл | ±4,0 % | ±5,5 % |
| | | | | 20 мкл | ±1,3 % | ±1,5 % |
| | | | | 100 мкл | ±1,0 % | ±1,0 % |
| 0,5 мл | 5 мкл | 500 мкл | 0,5 мкл | 200 мкл | ±1,0 % | ±0,5 % |
| | | | | 5 мкл | ±3,0 % | ±6,0 % |
| | | | | 50 мкл | ±0,9 % | ±0,8 % |
| 1,0 мл | 10 мкл | 1 мл | 1 мкл | 250 мкл | ±0,9 % | ±0,5 % |
| | | | | 500 мкл | ±0,9 % | ±0,3 % |
| | | | | 10 мкл | ±3,5 % | ±7,0 % |
| 2,5 мл | 25 мкл | 2,5 мл | 2,5 мкл | 100 мкл | ±0,9 % | ±0,55 % |
| | | | | 500 мкл | ±0,6 % | ±0,3 % |
| | | | | 25 мкл | ±2,0 % | ±3,5 % |
| | | | | 250 мкл | ±0,8 % | ±0,45 % |
| 5,0 мл | 50 мкл | 5,0 мл | 5 мкл | 1,25 мл | ±0,5 % | ±0,3 % |
| | | | | 2,5 мл | ±0,5 % | ±0,15 % |
| | | | | 50 мкл | ±2,5 % | ±6,0 % |
| | | | | 500 мкл | ±0,8 % | ±0,35 % |
| 10,0 мл | 100 мкл | 10,0 мл | 10 мкл | 2,5 мл | ±0,5 % | ±0,25 % |
| | | | | 5,0 мл | ±0,5 % | ±0,15 % |
| | | | | 100 мкл | ±1,5 % | ±3,5 % |
| | | | | 1 мл | ±0,5 % | ±0,25 % |
| 25,0 мл | 250 мкл | 25,0 мл | 25 мкл | 5,0 мл | ±0,4 % | ±0,25 % |
| | | | | 10,0 мл | ±0,4 % | ±0,15 % |
| | | | | 250 мкл | ±2,5 % | ±3,0 % |
| | | | | 2,5 мл | ±0,3 % | ±0,35 % |
| 50,0 мл | 500 мкл | 50,0 мл | 50 мкл | 12,5 мл | ±0,3 % | ±0,25 % |
| | | | | 25,0 мл | ±0,3 % | ±0,15 % |
| | | | | 500 мкл | ±2,0 % | ±3,0 % |
| | | | | 5,0 мл | ±0,3 % | ±0,5 % |
| | | | | 25,0 мл | ±0,3 % | ±0,2 % |
| | | | | 50,0 мл | ±0,3 % | ±0,15 % |



www.helicon.ru

Центральный офис:
121374 г. Москва,
Кутузовский проспект, д. 88
Тел. 8 (800)770-71-21
Факс + 7 (495) 930-00-84
mail@helicon.ru

Представительство в Сибирском регионе:
630090 г. Новосибирск, ул. Инженерная, д. 28
Тел. +7 (383) 207-84-85, novosibirsk@helicon.ru

Представительство в Северо-Западном Регионе:
195220 г. Санкт-Петербург, ул. Гжатская,
д. 22 корп. 1
Тел. +7 (812) 244-85-52, spb@helicon.ru

Представительство в Приволжском регионе:
420021 г. Казань, ул. Татарстан, д. 14/59, оф. 201
Тел. +7 (843) 202-33-37, volga@helicon.ru

Представительство в Южном регионе:
344116 г. Ростов-на-Дону, ул. 2-ая Володарская,
д. 76/23а
Тел. +7 (863) 209-88-89, rostov@helicon.ru