

Расходные материалы для аналитического оборудования в наличии на складе в Москве

Отображены товары на складе на 16.11.2023.

Просим вас в любом случае уточнять наличие у менеджера по тел. 8 800 770 71 21,

e-mail: mail@helicon.ru

Номенклатура, Упаковка		Включает НДС	
Артикул	Наименование	Цена	Валюта
Колонки ВЭЖХ			
Agilent Technologies			
Agilent 7992618-562	Картридж для предколонки ВЭЖХ Hypersil ODS, 5 мкм, 2,0 x 125 мм (AC) (используется с держателем 5021-1845), 1 шт/уп, 7992618-562 Agilent	102 223	руб.
Agilent 959741-906	Колонка ВЭЖХ ZORBAX RRHT Eclipse Plus C8, 2,1 x 50 мм, 1,8 мкм, 95 Å, 600 бар, 1 шт/уп, 959741-906 Agilent	90 517	руб.
Agilent 822700-902	Колонка ВЭЖХ ZORBAX RRHT StableBond C18, 2,1x50 мм, 1,8 мкм, 80Å, 1 шт/уп, 822700-902 Agilent	105 834	руб.
Agilent 828975-306	Колонка ВЭЖХ ZORBAX RRHT StableBond C8, 3x100 мм, 1,8 мкм, 600 бар, 1 шт/уп, 828975-306 Agilent	105 755	руб.
Agilent 827975-901	Колонка ВЭЖХ Zorbax Rx-SIL, 4,6x50 мм, 1,8 мкм, 80Å, 600 бар, 1 шт/уп, 827975-901 Agilent	91 509	руб.
Agilent 827700-902	Колонка ВЭЖХ Zorbax SB-C18, 2,1x50 мм, 1,8 мкм, 600 бар, 1 шт/уп, 827700-902 Agilent	91 509	руб.
Agilent 880975-909	Колонка ВЭЖХ Zorbax SB-C3, 4,6x250 мм, 5 мкм, 80Å, 400 бар, 1 шт/уп, 880975-909 Agilent	97 240	руб.
Agilent 821725-931	Предколонка ZORBAX RRHD Eclipse Plus C8, 2,1 мм, 1,8 мкм, Plus C8, 3,0 мм, 1,8 мкм, 1200 бар, UHPLC, 3 шт/уп, 821725-931 Agilent	82 875	руб.
Agilent 821725-902	Предколонка ZORBAX RRHD StableBond C18, 2,1 мм, 1,8 мкм, 1200 бар, UHPLC, 3 шт/уп, 821725-902 Agilent	83 771	руб.
Agilent 5190-2466	Предколонка ВЭЖХ Agilent Bio SAX, NP5, 4 x 10 мм, 1 шт/уп, 5190-2466 Agilent	88 453	руб.
Agilent 873700-936	Предколонка ВЭЖХ ZORBAX RR StableBond C8, 3,5 мкм, 2,1 x 30 мм (RR), 80Å, используется с держателем 820555-901, 3 шт/уп, 873700-936 Agilent	114 240	руб.
Galak			
GALAK c8.5.46150	Колонка ВЭЖХ C8 5мкм, 120Å, 4.6-150мм, 1шт/уп, GALAK	23 970	руб.
GALAK DNARP.5.46250	Колонка ВЭЖХ DNA 2000 RP, 5мкм 4.6-250мм, 1шт/уп, GALAK	129 438	руб.
Hawach Scientific			
HS SLHC18U546150	Колонка ВЭЖХ C18-Universal,5мкм,120Å,4.6x150мм, 1 шт/уп, Hawach Scientific	50 912	руб.
SLHC8U546150	Колонка ВЭЖХ, C8-Universal, 5мкм, 120Å, 4.6x150мм, 1 шт/уп, Hawach Scientific	52 481	руб.
SLHC8U546250	Колонка ВЭЖХ, C8-Universal, 5мкм, 120Å, 4.6x250мм, 1 шт/уп, Hawach Scientific	55 716	руб.
SLHDI346150	Колонка ВЭЖХ, Diol, 3мкм, 120Å, 4.6x150мм, 1 шт/уп, Hawach Scientific	67 039	руб.
SLHPAH546250	Колонка ВЭЖХ, PAH, 5мкм, 120Å, 4.6x250мм, 1 шт/уп, Hawach Scientific	104 482	руб.
SLHSI546250	Колонка ВЭЖХ, SiO2, 5мкм, 120Å, 4.6x250мм, 1 шт/уп, Hawach Scientific	55 878	руб.
SLGC18A34610	Набор защитный для ВЭЖХ колонки: C18-Aqueous картридж, 3мкм, 120Å, 4.6x10мм, 1шт; держатель, 1шт; 1/16" Peek капилляр 7 см, 1шт; PEEK фиттинг 1/16", 2штс.	36 854	руб.
SLGC18U34610	~Набор защитный для ВЭЖХ колонки: C18-Universal картридж, 3мкм, 120Å, 4.6x10мм, 1шт; держатель, 1шт; 1/16" Peek капилляр 7 см, 1шт; PEEK фиттинг 1/16", 2шт	35 377	руб.
SLGC18U54610	Набор защитный для ВЭЖХ колонки: C18-Universal картридж, 5мкм, 120Å, 4.6x10мм, 1шт; держатель, 1шт; 1/16" Peek капилляр 7 см, 1шт; PEEK фиттинг 1/16", 2шт	36 854	руб.
SLGC8U54610	Набор защитный для ВЭЖХ колонки: C8-Universal картридж, 5мкм, 120Å, 4.6x10мм, 1шт; держатель, 1шт; 1/16" Peek капилляр 7 см, 1шт; PEEK фиттинг 1/16", 2штс	36 854	руб.
HS 13041013	Набор защитный для ВЭЖХ колонки: Diol картридж, 3мкм, 120Å, 4.6x10мм, 1шт; держатель, 1шт; 1/16" Peek капилляр 7 см, 1шт; PEEK фиттинг 1/16", 2штс., 1 уп,	36 854	руб.
SLGC PAH54610	Набор защитный для ВЭЖХ колонки: PAH картридж, 5мкм, 120Å, 4.6x10мм, 1шт; держатель, 1шт; 1/16" Peek капилляр 7 см, 1шт; PEEK фиттинг 1/16", 2штс., 1 уп,	36 614	руб.

SLGCSI54610	Набор защитный для ВЭЖХ колонки: SiO2 картридж, 5мкм, 120Å, 4.6x10мм, 1шт; держатель, 1шт; 1/16" PEEK капилляр 7 см, 1шт; PEEK фиттинг 1/16", 2штс., 1 уп,	36 614	руб.
Phenomenex			
Phenomenex 00E-4249-D0	Колонка ВЭЖХ Luna® 5 мкм C8(2) 100 Å, 125 x 4.0 мм, Phenomenex	74 052	руб.
Phenomenex 00F-4249-E0	Колонка ВЭЖХ Luna® 5 мкм C8(2) 100 Å, 150 x 4.6 мм, Phenomenex	75 398	руб.
Phenomenex 00G-4249-E0	Колонка ВЭЖХ Luna® 5 мкм C8(2) 100 Å, 250 x 4.6 мм, Phenomenex	78 091	руб.
Phenomenex 00F-4257-E0	Колонка ВЭЖХ Luna® 5 мкм Phenyl-Hexyl 100 Å, 150 x 4.6 мм, Phenomenex	75 398	руб.
Unimicro			
Unimicro GS-01H	Держатель для предколонок с размером частиц 5 мкм, внутренним диаметром 4.6 мм, 1 шт/уп, Unimicro	14 321	руб.
Unimicro G02110D18AP18N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 1.8мкм 120Å C18 AP 2.1мм * 100мм, 1 шт/уп, Unimicro	62 170	руб.
Unimicro G02105D18AP18N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 1.8мкм 120Å C18 AP 2.1мм * 50мм, 1 шт/уп, Unimicro	57 014	руб.
Unimicro G02105D080018N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 1.8мкм 120Å C8 2.1мм * 50мм, 1 шт/уп, Unimicro	59 238	руб.
Unimicro G04625D18AP05N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 120Å C18 AP 5мкм, 4.6*250мм, 1шт/уп, Unimicro	29 277	руб.
Unimicro G04615D18AP05T	Колонка ВЭЖХ Globalsil 200Å C18 AP 5мкм, 4.6*150мм, 1шт/уп, Unimicro	28 305	руб.
Unimicro G04615D18AP03N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 3мкм 120Å C18 AP 4.6мм * 150мм, 1 шт/уп, Unimicro	37 403	руб.
Unimicro G04625D18AP03N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 3мкм 120Å C18 AP 4.6мм * 250мм, 1 шт/уп, Unimicro	37 403	руб.
Unimicro G02115D18BP03N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 3мкм 120Å C18 BP 2.1мм * 150мм, 1 шт/уп, Unimicro	66 702	руб.
Unimicro G04615D080003N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 3мкм 120Å C8 4.6мм * 150мм, 1 шт/уп, Unimicro	37 403	руб.
Unimicro G04625D080003N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 3мкм 120Å C8 4.6мм * 250мм, 1 шт/уп, Unimicro	41 244	руб.
Unimicro G04625DCN0003N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 3мкм 120Å CN 4.6мм * 250мм, 1 шт/уп, Unimicro	46 400	руб.
Unimicro G04615D18AP03W	Колонка ВЭЖХ Globalsil 3мкм 300Å C18 AP 4.6мм * 150мм, 1 шт/уп, Unimicro	37 403	руб.
Unimicro G04615D080003W	Колонка ВЭЖХ Globalsil 3мкм 300Å C8 4.6мм * 150мм, 1 шт/уп, Unimicro	43 772	руб.
Unimicro G04615D18AP05N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 5мкм 120Å C18 AP 4.6мм * 150мм, 1 шт/уп, Unimicro	25 778	руб.
Unimicro G04615D080005N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 5мкм 120Å C8 4.6мм * 150мм, 1 шт/уп, Unimicro	28 305	руб.
Unimicro G04625D080005N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 5мкм 120Å C8 4.6мм * 250мм, 1 шт/уп, Unimicro	32 248	руб.
Unimicro G04625DCN0005N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 5мкм 120Å CN 4.6мм * 250мм, 1 шт/уп, Unimicro	35 567	руб.
Unimicro G04615DPH0005N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 5мкм 120Å Phenyl 4.6мм * 150мм, 1 шт/уп, Unimicro	32 551	руб.
Unimicro G04625DPH0005N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 5мкм 120Å Phenyl 4.6мм * 250мм, 1 шт/уп, Unimicro	35 567	руб.
Unimicro G04625DSI0005N	Колонка ВЭЖХ Globalsil 5мкм 120Å Si 4.6мм * 250мм, 1 шт/уп, Unimicro	32 248	руб.
Unimicro GM19-2602	Колонка ВЭЖХ HOLOWA 90Å C18 1.9мкм, 2.1*100мм, 1шт/уп, Unimicro	97 888	руб.
Unimicro GM27-4702	Колонка ВЭЖХ HOLOWA 90Å C18, 2.7мкм, 4.6*150мм, 1шт/уп, Unimicro	76 659	руб.
Unimicro GM27-4708	Колонка ВЭЖХ HOLOWA 90Å C8, 2.7мкм, 4.6*150мм, 1шт/уп, Unimicro	76 659	руб.
Unimicro GS-0001	Предколонка ВЭЖХ Globalsil 3um 120Å C18 AP 4.6 x 5 мм, 3 шт/уп, Unimicro	9 940	руб.
Unimicro GS-001	Предколонка ВЭЖХ Globalsil 5um 120Å C18 AP 4.6 x 5 мм, 3 шт/уп, Unimicro	9 940	руб.
Unimicro GS-002	Предколонка ВЭЖХ Globalsil 5um 120Å C8 4.6 x 5 мм, 3 шт/уп, Unimicro	14 153	руб.
Unimicro GS-005	Предколонка ВЭЖХ Globalsil 5um 120Å CN 4.6 x 5 мм, 3 шт/уп, Unimicro	14 153	руб.
Unimicro GS-003	Предколонка ВЭЖХ Globalsil 5um 120Å Si 4.6 x 5 мм, 3 шт/уп, Unimicro	14 153	руб.
Welch			

Welch 00808-01108	Держатель для предколонки Guard Holder (прямое соединение), ф: 4,6 мм, 7000 фунт на кв. дюйм, совместим с колонками Parker, Valco, Waters, Welch	24 791	руб.
Welch 00808-01101	Держатель для предколонки Guard Holder, независимый, ф: 4,6 мм, 7000 фунт на кв. дюйм, Welch	18 030	руб.
Welch H00211-31043	Колонка для ВЭЖХ Ultisil Amino Acid, 5 мкм, 4,6x250 мм, Welch	52 587	руб.
Welch H00808-04023	Предколонка для ВЭЖХ колонки: Ultisil Amino Acid, 5мкм, 120Å, 4.6x10мм, 1 шт/уп, Welch	3 606	руб.