

Центрифуги, вортексы в наличии на складе в Москве

Отображено наличие продукции на складе на 24.11.2023.

Просим вас в любом случае уточнять наличие у менеджера по тел. 8 800 770 71 21

e-mail: mail@helicon.ru

Артикул	Номенклатура, Упаковка	Включает НДС	
	Наименование	Цена	Валюта
Вортексы и комплектующие			
BS-010207-AAG	Мульти-вортекс V-32 с платформой на 32 места:16x1,5мл, 8x0,5мл, 8x0.2мл и насадкой для одной пробирки до 50мл	28 380,00	руб.
Wiggins 36521	Платформа для Vortex 3000 на 16 мест для пробирок диаметром 10 мм	54,34	долл. США
Elmi V-3	Смеситель медицинский вибрационный типа vortex ("вортекс")	23 000,00	руб.
Wiggins 360115	Универсальный вортекс Vortex 3000, 0-3000 об/мин, с платформой для одной пробирки	125,00	долл. США
Центрифуги-вортексы			
ЦВ-2500-IVD	Лабораторная центрифуга-вортекс ЦВ-2500	25 000,00	руб.
Elmi CM-50M	Центрифуга-вортекс CM-50M, от 1000-15000 об/мин, с двумя роторами 50.01 и 50.02 (12 x 0,2-2 мл)	113 955,00	руб.
Elmi CM-70M-07	Центрифуга-миксер Elmi на 36 пробирок (12x0,2 мл; 12x0,5 мл; 12x1,5/2,0 мл), 7000 об/мин.	68 764,00	руб.
Центрифуги			
Микроцентрифуги			
AS-08110-00	Микроцентрифуга Mini-15K, с ротором 12x1,5/2,0 мл, 500-14500 об/мин	50 000,00	руб.
AS-08090-00	Микроцентрифуга MPC-P25, 2300 об/мин, с горизонтальным ротором для планшетов	561,00	долл. США
GZ-1848R(c50)	Микроцентрифуга с охлаждением 1848R (до 18000 об/мин, до 30356xg) в комплекте с угловым ротором 8x50 мл и набором адаптеров для пробирок 15 мл (8 шт.)	9 181,00	долл. США
RWD 913-03002-00	Микроцентрифуга с охлаждением M1324R (15000 об/мин/21130g, в комплекте ротор M-F24G 24x1,5/2,0 мл)	470 000,00	руб.
AS-08060-00	Мини-центрифуга Mini-6K, 6000 об/мин	162,00	долл. США
AS-08030-00	Мини-центрифуга Mini-6KS, 4000 и 6000 об/мин, в комплекте 1 ротор (для пробирок 6–1,5/2,0 мл, 6–0,5 мл и 2–8 пробирок x0,2	162,00	долл. США
Epp 5420 000.113	Центрифуга 5420, с аэрозоленепроницаемым ротором FA-24x2, 21300 g, 15060 об/мин, 230 В, 50/60 Гц	237 575,00	руб.
Epp 5405 000.514	Центрифуга 5425, с ротором FA-24x2, 21300 g, 15060 об/мин, 230 В, 50/60 Гц	301 835,00	руб.
GZ-1312	Центрифуга Mini (13500 об/мин, 12300xg) с ротором на 12*1,5-2мл	1 000,00	долл. США
Elmi CM-50	Центрифуга CM-50, от 1000-15 000(об/мин), с одним универсальным ротором 50,01(12 x 1.5-2мл)	89 200,00	руб.
Многофункциональные центрифуги			
GZ-1248(r250)	Центрифуга 1248 (12000 об/мин, 15520xg) с бакет-ротором r250 (4*250мл) и адаптерами для пробирок Falcon на 15/50 мл	7 152,00	долл. США
GZ-1248R(r250)	Центрифуга 1248R (12000 об/мин, 16582xg) с бакет-ротором r250 (4*250мл) и адаптерами для пробирок Falcon на 15/50 мл	10 248,00	долл. США
GZ-1248R	Центрифуга 1248R (12000 об/мин, 16582xg), без ротора	7 228,00	долл. США
GZ-1580(b750)	Центрифуга 1580 (15000 об/мин, 24249xg) с бакет-ротором G-750 (4*750мл), крышками bio-safe и адаптерами для пробирок Falcon на 15/50 мл	10 818,00	долл. США
GZ-1580R(b750)	Центрифуга 1580R (15000 об/мин, 25910xg) с бакет-ротором G-750 (4*750мл), крышками bio-safe и адаптерами для пробирок Falcon	13 905,00	долл. США

GZ-1696R-II-50	Центрифуга 1696R II (16000 об/мин, 27590хг), максимальный объем 4x1000 мл	11 447,00	долл. США
Elmi CM-6M	Центрифуга лабораторная ELMi CM-6M с ротором 6M на 12 пробирок по 12 мл, 100-3500 об/мин	87 859,00	руб.
Elmi CM-6MT	Центрифуга лабораторная ELMi CM-6MT 24 пробирки по 12 мл	118 140,00	руб.
Центрифуги комплектующие			
Err 5920 717.006	Адаптеры для флаконов 250 мл с плоск. дном и 175-225 мл с конич. дном для ротора S-4x1000 с бакетами большой вместимости, 2 шт./уп. (5920R)	23 118,71	руб.
Err 5810 719.003	Прямоугольный ковш 400 мл для ротора А-4-81, (1шт/уп)	19 731,63	руб.
BS-010211-S11	Lid MSC-6000 (Крышка для MSC-6000) Sp/p for MSC-6000 centrifuge	2 162,00	руб.
GAM-5-12(r250)	Адаптер 12x2-7 мл для вакуумных пробирок, для бакета на 250 мл, 1 шт/уп	108,10	долл. США
GAS-250(r250)	Адаптер 250 мл, для бакета на 250 мл	92,00	долл. США
GAM-c15-9(r250)	Адаптер 9x15мл для пробирок с коническим дном, для бакета на 250 мл	108,00	долл. США
GAS-c15(c50)	Адаптер для 15 мл пробирок с коническим дном для бакета на 50 мл с коническим дном, 1 шт/уп	57,00	долл. США
GAS-c15(85)	Адаптер для 15 мл пробирок с коническим дном для бакета на 85 мл, 1 шт/уп	40,00	долл. США
GAS-250(750)	Адаптер для 250 мл пробирок для ротора GRS-G-750-4 , 1 шт./уп	138,00	долл. США
GAS-c50(85)	Адаптер для 50 мл пробирок с коническим дном для бакета на 85 мл, 1 шт/уп	40,00	долл. США
GAM-10-21(750)	Адаптер для вакуумных пробирок 8-10мл x 12 для бакета GLB-750-750 1 шт./уп	138,00	долл. США
H-5425715005	Адаптер для одной пробирки объемом 0,2 мл (макс. диаметр 6 мм) для всех угловых роторов 1,5/2.0 мл, 6 шт/уп.	1 700,00	руб.
H-5425716001	Адаптер для одной пробирки объемом 0,5 мл (макс. диаметр 8 мм) для всех угловых роторов 1,5/2.0 мл, 6 шт/уп.	1 700,00	руб.
Err 5804 793.005	Адаптер для пробирок 8 x 5 мл, для ротора S-4-72, 2 шт\уп	14 918,09	руб.
Err 5810 753.007	Адаптер для ротора А-4-62 для 12 пробирок 3-15 мл диаметром 116 мм 2 шт/уп	13 173,31	руб.
Ohaus 30314897	Адаптер, для конических пробирок, 1x15 мл, Ø17 мм (2 шт.)	7 584,00	руб.
Ohaus 30314893	Адаптер, для круглодонных пробирок, 1x15 мл, Ø17 мм (2 шт.)	7 584,00	руб.
Err 5810 722.004	Адаптер, для установки конических пробирок 15 мл, пробирок Eppendorf Tubes 5 мл, для квадратного бакета 500 мл роторов А-4-81, S-4x500, 2 шт/упак	15 694,47	руб.
Err 5810 739.004	Адаптер, для установки конических пробирок 50 мл с юбкой, пробирок от 30 до 50 мл с круглым дном, для квадратного бакета 500 мл роторов А-4-81, S-4x50	17 418,14	руб.
Err 5702 763.004	Адаптер, для установки пробирок D12 x H(от 75 до 100) мм с круглым дном, для прямоугольного бакета 90 мл ротора А-4-38, 2 шт/упак	7 012,69	руб.
Err 5810 757.002	Адаптер, для установки пробирок до 30 мл D26 x H119 мм с круглым дном, для прямоугольного бакета 250 мл ротора А-4-62, 2 шт/упак	6 330,79	руб.
Err 5825 738.004	Адаптер, для установки пробирок до 8 мл D13 x H(от 75 до 100) мм с круглым дном, для круглого бакета роторов S-4-104, S-4x750, S-4x1000, 2 шт/упак	32 045,00	руб.
Err 5702 735.000	Адаптер, для установки пробирок от 4 до 10 мл с круглым дном, для круглого бакета 100 мл ротора А-4-38, 2 шт/упак	14 568,55	руб.
Err 5702 710.008	Адаптер, для установки пробирок от 5 до 7 мл D13 x H100 мм с круглым дном, для прямоугольного бакета 90 мл ротора А-4-38, 2 шт/упак	7 310,48	руб.

Ерр 5804 760.000	Адаптер, для установки пробирок от 50 до 75 мл с круглым дном, для прямоугольного бакета 100 мл ротора А-4-44, 2 шт/упак	4 622,21	руб.
Ерр 5810 756.006	Адаптер, для установки пробирок от 7 до 18 мл с круглым дном, для прямоугольного бакета 250 мл ротора А-4-62, 2 шт/упак	6 330,79	руб.
Ерр 5810 761.000	Адаптер, для установки пробирок от 80 до 120 мл, для прямоугольного бакета 250 мл ротора А-4-62 центрифуг 5810, 5810 R, 2 шт/упак	6 991,53	руб.
Ерр 5702 724.009	Адаптер, для установки пробирок от 9 до 15 мл с круглым дном, для круглого бакета 100 мл ротора А-4-38, 2 шт/упак	7 517,69	руб.
Ерр 5810 723.000	Адаптер, для установки пробирок типа Falcon 50 мл, для квадратного бакета 500 мл роторов А-4-81, S-4x500 центрифуг 5810, 5810 R, 2 шт/упак	15 694,47	руб.
Ерр 5810 728.002	Адаптер, для установки флаконов 400 мл, для квадратного бакета 500 мл роторов А-4-8, S-4x500 центрифуг 5810, 5810 R, 2 шт/упак	13 154,32	руб.
Ерр 5920 761.005	Адаптеры для 4x15 мл пробирок типа Falcon для ротора FA-6x250, 2 шт./уп	25 257,27	руб.
Ерр 5910 703.007	Адаптеры для ротора S-4x400 для 15 пробирок объемом 4 - 8 мл (2 шт/уп)	21 158,91	руб.
Ерр 5910 700.008	Аэрозоленепроницаемые крышки для бакетов (2 шт/уп)	16 662,80	руб.
Ерр 5820 744.006	Бакет, для установки планшета DWP, для ротора S-4-104 центрифуги 5810, 5810, 2 шт/уп	62 477,61	руб.
Ерр 5427 722.009	Бакет, для установки планшета, для ротора А-2-МТР центрифуги 5430, 2 шт/уп	31 082,81	руб.
Ерр 5820 741.007	Бакеты для ротора S-4-104 для центрифуги 5810/R (4 шт/уп)	133 791,35	руб.
Shlxy 1000 ml	Бутыль 1000 мл	68,00	долл. США
Shlxy 250 ml	Бутыль 250 мл	29,00	долл. США
Shlxy 500	Бутыль 500 мл	34,00	долл. США
Shlxy 750 ml	Бутыль 750 мл	36,00	долл. США
BS-010208-QK	Комплект пластиковых адаптеров для пробирок 13x100 мм (4-8 мл вакутайнеров), 12 шт/уп	12 005,00	руб.
BS-010208-RK	Комплект пластиковых адаптеров для пробирок 16x100 мм (8-9 мл вакутайнеров), 12 шт/уп	13 297,00	руб.
Ерр 5702 721.000	Крышка, для круглого бакета 100 мл, аэрозоленепроницаемая, 2 шт/упак	2 922,14	руб.
Ерр 5427 700.005	Ротор А-2-МТР бакетный для центрифуг 5430, 5430 R, для глубоколоночных планшетов 2 шт/микропланшетов 2 шт/ПЦР-планшетов 2 шт, 2204 g, с бакетами 2 шт	106 301,21	руб.
Ерр 5820 772.000	Ротор F-35-48-17 угловой для центрифуг 5804, 5804 R, 5810, 5810 R, для конических пробирок 48 шт по 15 мл, 5005 g, с адаптерами 48 шт, стальными патро	78 007,76	руб.
~Ерр 5427 716.009	Ротор F-35-6-30 угловой для центрифуг 5430, 5430 R, для пробирок типа Falcon 6 шт по 15/50 мл, 7745 g, с адаптерами 6 шт	106 846,02	руб.
Ерр 5702 746.002	Ротор F-45-24-11 угловой для центрифуг 5702, 5702 R, 5702 RH, для пробирок 24 шт по 1,5/2 мл, 1770 g	33 827,15	руб.
Ерр 5895 130.003	Ротор FA-20x5 угловой для центрифуг 5910 R, 5920 R, для пробирок 20 шт по 5 мл, 20913 g	113 262,98	руб.
Ерр 5427 710.000	Ротор FA-45-24-11-HS угловой для центрифуги 5430, 5430 R, для пробирок 24 шт по 1,5/2 мл, 30130 g	56 576,82	руб.
Ерр 5895 135.005	Ротор FA-48x2 угловой для центрифуг 5910 R, 5920 R, для пробирок 48 шт по 1,5/2 мл, 21194/22132 g	113 262,99	руб.
BS-010208-BK	Ротор R-12/10 пластиковые адаптеры 12мест для 10мл пробирок к центрифугам LMC-3000, LMC-4200R BioSan	16 600,00	руб.
Ерр 5427 757.007	Ротор S-24-11-AT бакетный для центрифуг 5430, 5430 R, для пробирок 24 шт по 1,5/2 мл, 16049 g	99 069,51	руб.

Elmi CM-70M стрип-ротор	Ротор для 2 стрипов для центрифуг-встряхивателей CM-70M-07/CM-70M-09	4 632,00	руб.
AS-08121-02	Ротор для стрипов 4-8x0,2 мл, для iCEN-24/iCEN-24R	285,00	долл. США
GRF-G-85-6	Ротор угловой с алюминиевой крышкой G-85-6 для центрифуг 1248/1580, 6*85мл	2 939,00	долл. США
GRF-G-c50-8	Ротор угловой с алюминиевой крышкой G-c50-8 для центрифуг 1248/1580, 8*50мл	3 000,00	долл. США
GRF-L-250-6	Ротор угловой с алюминиевой крышкой для центрифуг 1736R / 2236R, 6x250 мл и 6x15 мл	6 024,00	долл. США
GRE-M-m5.0-20	Угловой ротор 20x5 мл с алюминиевой крышкой (до 13000 об/мин, до 20595 xg)	1 641,00	долл. США
Ohaus 30314826	Угловой ротор 6 x 85 мл, пробирки с округлым дном, автоматический идентификатор ротора, угол 38° (FC5718/ FC5718R/FC5816/ FC5816R)	114 644,00	руб.
Ohaus 30314826	Угловой ротор 6 x 85 мл, пробирки с округлым дном, автоматический идентификатор ротора, угол 38° (FC5718/ FC5718R/FC5816/ FC5816R)	114 644,00	руб.