

Информация для установки и эксплуатации программного обеспечения HeliconGen (HeliconGen)

Программное обеспечение HeliconGen (HeliconGen) не имеет специального инсталлятора и устанавливается копией файлов дистрибутива. Для защиты от несанкционированного распространения используется ключи Guardant (ключи защиты от несанкционированного доступа). Ключи уникальны для каждой копии дистрибутива и имеют ограниченный срок действия. Копируемая папка дистрибутива включает все необходимые .exe, .htm и .dll файлы. Запуск графического приложения осуществляется двойным нажатием .exe файла.

Для эксплуатации программного обеспечения HeliconGen (HeliconGen) требуется физический ключ защиты от несанкционированного доступа, вставленный в USB порт ноутбука с предустановленным дистрибутивом.

HeliconGen – графическое приложение. Командного интерфейса не предусмотрено.

Запуск программы осуществляется двойным нажатием иконки программы из файлового меню. Далее подгружаются тестовые данные анализа с диска ПК. Открывается просмотр таблицы генотипов. Производятся расчёты на родство выбором меню Расчёты в панели управления. Тестируется экспорт профилей и экспорт карточек в меню Действия. При необходимости можно изменить настройки программы или обратиться в меню Помощь-просмотр справки. По окончании окно графического интерфейса закрывается.